


Sengeløfter (Bred)

PRODUKT NR.: SE-140-200





SENGELØFTER (BRED)

Den brede Sengeløfter til brugerens egen private seng kan justeres til alle typer elevationsenge. Monteres under brugerens egen seng. Samme løftesystem som kendes fra hospitalssenge.

Stor løftehøjde for korrekt arbejdsstilling. Stabilt løft helt fra bunden og op. Fjerner behovet for plejeseng i hjemmet og kan monteres på den ene seng, så dobbeltsengen kan bevares.

- Sengeløfter til brugerens egen seng eller leveres som hel plejeseng med sengeramme
- Justerbar til alle bredder 120-140 cm
- Stabilt sakseløft
- Elektrisk højdeindstilling
- Låsbare hjul



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Længde 120 cm
- Sengebredde min. 120 cm
- Sengebredde max. 140
- Højde min. 17 cm
- Højde max 75 cm
- Løfteinterval 58 cm
- Belastning max 200 kg
- Brugervægt 170 kg
- Vægt 40 kg
- Hjul diameter 100
- Tæthedsklasse for vand 66 IP

TILBEHØR

Se listen på rehab-care.dk