

# Sengevender

PRODUKT NR.: SV400



Sengevender/sengeservicevogn til servicearbejde, vedligehold og rengøring. Løfter alle sengetyper fra gulvet og kan også vinkle sengen, så alt arbejde med sengen foregår i korrekt arbejdsstilling.

## SENDEVENDER

Let at betjene og køre rundt med.

Løftearmene kan justeres i alle retninger og vendes, så løft under liggefladen også kan foretages.

- Elektrisk højdeindstilling
- Pulverlakeret løftearm
- Bremsefunktion på bagerste hjul
- Tilpasningsmuligheder af bredde og dybde, så alle typer senge kan serviceres

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Bredde 69 – 100 cm
- Højde 44 – 60 cm
- Vægt 80 kg
- Max belastning 220 kg
- Løfte interval 63 – 212 cm
- IP klasse IP X6

## TILBEHØR

Se listen på [rehab-care.dk](http://rehab-care.dk)

