

# Ståsejl

HMI NR.: 89841 | PRODUKT NR.: 40031



Ståsejl i lækker quiltet, polstret kvalitet. Med mavebælte med 1 spænde.  
Anvendes sammen med ståløfter.

## STÅSEJL


Ståsejl i kraftig quiltet kvalitet, med ekstra blød polstring ved armhulen og med et indstilleligt bæltespænde. Anti-skrid på ryggen og bælte, med 4 længder på stropper.

Anvendes kun sammen med stålift med 2 kroge, kun til brugere med ståfunktion.


Anvendes til at få en bruger fra siddende til stående stilling, eller omvendt.

Sejlet er udstyret med:

- Midte angivelse.
- farvekoder for størrelser.
- Styrestrop.



## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Max. belastning 250 kg.
- Materiale polyester
- Vaskeanvisning: 

## TILBEHØR

Se listen på [rehab-care.dk](http://rehab-care.dk)