

Stol til blodprøvetagning

PRODUKT NR.: DRP-3000



En funktionsdygtig stol til blodprøvetagning, udviklet sammen med bioanalytikere. Søjleløftet tillader, at personalet kan udføre blodtapning siddende eller stående. Ergonomisk rigtig løsning.

STOL TIL BLODPRØVETAGNING

Stolens opbygning er udviklet med henblik på mange daglige blodtagninger uden slitage. Kører med aftageligt batteri. Sædedel kan drejes 120 grader i forhold til hjulrammen. Stolen kan fås med og uden central bremse

- Elektrisk højdeindstilling
- Søjle
- Batterifunktion

Tilkøbsmuligheder:

- Fodstøtte
- Oprejsningsgreb
- Armlæn med kuglelejer
- Ekstra batteri
- Væglader

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Længde 56 cm
- Bredde 48 cm
- Bremsenhjul 100 mm
- Sædehøjde mellem 50 – 90 cm
- Vægt 35 kg
- Max belastning 200 kg
- Elektrisk spænding 24V
- CE-mærket

TILBEHØR

Se listen på rehab-care.dk

