


testrpe

HMI NR.: 6457665754 | PRODUKT NR.: 564745764576



fff

TESTRPE

Sengeløfter i kraftig kvalitet, med store hjul med centrallås og retningsstyr. Sengeløfteren kan monteres under alle senge med fast ramme, og giver mulighed for at yde pleje i en almindelig seng. Den store vandring giver mulighed for let ind og udstigning, og god arbejdsstilling for plejer.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Længde 120 cm
- Bredde min 80 cm
- Bredde max 136 cm
- Højde min 17 cm
- Højde max 75 cm
- Løfte interval 58 cm
- Belastning max 200 kg
- Brugervægt 180 kg
- Vægt 42 kg
- Hjul diameter 100 mm
- Tæthedsklasse for vand 66 IP

TILBEHØR

Se listen på rehab-care.dk

