

Transport leje

PRODUKT NR.: B100-70-TRANSPORT-MOT



Transportlejet har de bedst mulige egenskaber og holder til intensivt brug. Det er udstyret med samme løftesystem som kendes fra hospitalssengene, med centrale bremsehjul.

TRANSPORT LEJE

- Elektrisk højdeindstilling
- Meget rengøringsvenlig
- Pulverlakeret
- Sengeheste der kan vendes 180grader, således de ikke er i vejen.
- 2 stk. retningsstyrede hjul
- Centralbremse på alle hjul

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

- Liggeflade 200 x 60 cm som standard
- Lejehøjde mellem 310 og 870mm
- Løfteinterval 50cm
- Centralbremsehjul str. 125 mm
- Vægt 70 kg
- belastning 250 kg
- Elektrisk spænding 24 V
- IP-klasse IPX4
- CE-mærket

TILBEHØR

Se listen på rehab-care.dk

